

Breezy EC Transport Wheelchair

Owner's Manual

READ BEFORE USE

REVIEW THIS MANUAL

Before using this chair you, and each person who may assist you, should read this entire manual and make sure to follow all instructions. Review the warnings often, until they are second nature to you.

WARNINGS

The word WARNING refers to a hazard or unsafe practice that may cause severe injury or death to you or to other persons. Heed all warnings. If you fail to do so a fall, tip-over or loss of control may occur and cause severe injury to the rider or others.

Breezy EC Fauteuil Transport

Manuel d'instruction pour
l'utilisateur et garantie

À LIRE AVANT TOUTE UTILISATION

REVISER CE MANUEL.

Avant d'utiliser ce fauteuil, il vous est fortement conseillé, de même qu'à toute personne susceptible de vous aider, de lire ce manuel et de veiller à en suivre toutes les instructions. Consultez régulièrement les avertissements jusqu'à ce que vous les observiez automatiquement.

AVERTISSEMENTS

Le terme AVERTISSEMENT indique un risque ou une pratique dangereuse pouvant vous causer, ainsi qu'à d'autres personnes, des blessures graves, voire mortelles. Tenez compte de tous les avertissements. Si vous ne les observez pas, une chute, un basculement ou une perte de contrôle peut se produire et causer à l'utilisateur/utilisatrice ou d'autres personnes des blessures graves.

 Breezy®



⚠ WARNING

⚠ WARNING For The Rider:

1. Make sure that each person who helps you reads and follows all warnings and instructions that apply.
2. **BEFORE** riding, you should be trained in the safe use of this chair by your health care advisor.
3. After engaging wheel locks, practice bending, reaching and transfers until you know the limit of your ability.

⚠ WARNING For Attendants:

1. Work with the wheelchair user's doctor, nurse or therapist to learn safe methods best suited to your abilities and those of the wheelchair user.
2. Tell the wheelchair user what you plan to do, and explain what you expect the wheelchair user to do. This will put the wheelchair user at ease and reduce the risk of an accident.
3. Check to make sure push handle grips will not rotate or slip off.
4. To prevent injury to your back, use good posture and proper body mechanics. When you lift or support the wheelchair user or tilt the chair, bend your knees slightly and keep your back as upright and straight as you can.
5. Remind the wheelchair user to lean back when you tilt the chair backward.
6. To avoid tripping, unlock and rotate anti-tip tubes up, out of the way (if included). **ALWAYS** lock the rear wheels and lock anti-tip tubes in place if you must leave the wheelchair user alone, even for a moment. This will reduce the risk of a tip over or loss of control of the chair.
7. Lock wheels when assisting rider in transferring in or out of the chair.

GENERAL WARNINGS

1. Do not exceed the weight limit listed on the product for combined weight of rider and items carried. If you do exceed the limit, damage to your chair, a fall, tip over or loss of control may occur and cause severe injury to the rider or others.
2. Before each use, make sure the chair rolls easily and that all parts work smoothly. Check for noise, vibration, or a change in ease of use. (They may indicate loose fasteners, or damage to your chair.)
3. Repair any problem. Your authorized supplier can help you find and correct the problem.
4. If you modify or adjust this chair, it may increase the risk of a tip-over **UNLESS** you make other changes as well. Always, consult your authorized supplier **BEFORE** you modify or adjust your chair.
5. Unauthorized modifications or use of parts not supplied or approved by Sunrise may change the chair structure. This will void the warranty and may cause a safety hazard.
6. Contact with water or excess moisture may cause your chair to rust or corrode. This could cause your chair to fail.

- a. Do not use your chair in a shower, pool or other body of water. The chair tubing and parts are not watertight and may rust or corrode from the inside.
 - b. Avoid excess moisture (for example, do not leave your chair in a damp bathroom while taking a shower).
 - c. Dry your chair as soon as you can if it gets wet, or if you use water to clean it.
7. Your chair is designed for use on firm, even surfaces such as concrete, asphalt and indoor floors and carpeting. Do not operate your chair in sand, loose soil or over rough terrain. This may damage wheels or axles, or loosen fasteners of your chair.
 8. Never push or pull on an object (such as furniture or a doorjamb) to propel your chair.
 9. If you reach or lean it will affect the center of balance of your chair. This may cause you to fall or tip over. Ask for help or use a device to extend your reach.
 10. NEVER use this chair on an escalator. If you do, a fall or tip-over is likely.

▲ WARNING – Transport in Vehicles

Breezy wheelchairs do not meet federal standards for motor vehicle seating.

1. NEVER let anyone sit in this chair while in a moving vehicle.
 - a. ALWAYS move the rider to an approved vehicle seat and secure the rider with the seat belt.
2. NEVER transport this chair in the front seat of a vehicle. It may shift and interfere with the driver.
3. ALWAYS secure this chair so that it cannot roll or shift.
4. Do not use any chair that has been involved in a motor vehicle accident.

▲ WARNING – Balance

1. Center of balance is affected by a change:
 - a. In the set-up of your chair, including seating system consisting of cushion and or back support; or the seat height
 - b. A change in your body position, posture or weight distribution.
 - c. Riding your chair on a ramp or slope.
 - d. The use of a backpack or other options, and the amount of added weight.
2. To reduce the risk of an accident:
 - a. Have someone help you until you know the balance points of your chair and how to avoid a tip-over.
 - b. Use anti-tip tubes.

Failure to follow these warnings could result in damage to your chair, a fall, tip-over or loss of control and cause serious injury to the rider or others.

⚠ WARNING**⚠ WARNING – Obstacles**

OBSTACLES AND ROAD HAZARDS (SUCH AS POTHOLES AND BROKEN PAVEMENT) CAN DAMAGE YOUR CHAIR AND MAY CAUSE A FALL, TIPOVER OR LOSS OF CONTROL.

To avoid these risks:

1. Keep a lookout for danger – scan the area well ahead of your chair as you ride.
2. Make sure the floor areas where you ride are level and free of obstacles.
3. Remove or cover threshold strips between rooms.
4. Install a ramp at entry or exit doors. Make sure there is not a drop off at the bottom of the ramp.
5. Keep both of your hands on your lap or inside the seat rails. If you ignore these warnings damage to your chair, a fall, tip-over or loss of control may occur and cause severe injury to the rider or others.

⚠ WARNINGS – For Safe Use**A. DESCENDING A CURB OR SINGLE STEP**

Follow these steps to descend a curb or single step going **BACKWARD**:

1. Several feet before you reach the edge of the curb or step, turn the chair around and pull it backward.
2. While looking over your shoulder, carefully step back until you are off the curb or stair and standing on the lower level.
3. Pull the chair toward you until the rear wheels reach the edge of the curb or step. Then allow the rear wheels to slowly roll down onto the lower level.
4. When the rear wheels are safely on the lower level, tilt the chair back to its balance point. This will lift the front casters off the curb or step.
5. Keep the chair in balance and take small steps backward. Turn the chair around and gently lower front casters to the ground.

B. CLIMBING A CURB OR SINGLE STEP

Follow these steps to climb a curb or single step going **FORWARD**:

1. Face the curb and tilt the chair up on the rear wheels so that the front casters clear the curb or step.
2. Move forward, placing the front casters on the upper level as soon as you are sure they are past the edge.
3. Continue forward until the rear wheels contact the face of the curb or step. Lift the rear wheels to the upper level.

▲ WARNING

C. CLIMBING STAIRS

1. Use at least two attendants to move a chair and wheelchair user up stairs.
2. Move the chair and wheelchair user **BACKWARD** up the stairs.
3. The person at the rear is in control. He or she tilts the chair back to its balance point.
4. A second attendant at the front firmly grasps a non-detachable part of the front frame and lifts the chair up and over one stair at a time.
5. The attendants move to the next stair up. Repeat for each stair, until you reach the landing.

D. DESCENDING STAIRS

1. Use at least two attendants to move a chair and wheelchair user down stairs.
2. Move the chair and wheelchair user **FORWARD** down the stairs.
3. The person at the rear is in control. He or she tilts the chair to the balance point of the rear wheels and rolls it to the edge of the top step.
4. A second attendant stands on the third step from the top and grasps the chair frame. He or she lowers the chair one step at a time by letting the rear wheels roll over the stair edge.
5. The attendants move to the next stair down. Repeat for each stair, until you reach the landing.

WARNINGS – MAINTENANCE SAFETY PRECAUTIONS

1. Inspect and maintain this chair per below schedule.
2. If you detect a problem, make sure to service or repair the chair before use.
3. At least once a year, have a complete inspection, safety check and service of your chair made by an authorized supplier.
4. **BEFORE** using your wheelchair and after any adjustments, repair or service, make sure all nuts and bolts are tight. Check all parts for damage or wear and replace. Check all parts for proper adjustment.
5. Periodically adjust wheel locks in correlation to the tire wear.
6. Periodically check front caster and rear wheel hubs to make sure they are clean.
7. Check upholstery for sagging, rips or tears. Replace when necessary.

MAINTENANCE/INSPECTION – PERFORM PRIOR TO EACH USE

General: Inspect to make sure that wheelchair rolls straight.

Seat and Back: Inspect for rips or sagging, loose or broken hardware.

Front Caster: Inspect wheel/fork assembly for proper tension by spinning caster. Caster should come to a gradual stop.


Loosen/tighten locknut if wheel wobbles or binds to a stop.

Rear Tires: Inspect for flat spots and wear.

A. SWING-AWAY FOOTREST

ASSEMBLY INSTALLATION (Fig. 1)

1. Turn the footrest to the side (open footplate is perpendicular to wheelchair).
2. Install the hinge plates (A) on the footrest onto the hinge pins (B) on the wheelchair frame.
3. Push the footrest towards the inside of the wheelchair until it locks into place.



NOTE— The footplate will be on the inside of the wheelchair when locked in place.

4. Repeat this procedure for the other footrest assembly.
5. To release the footrest, push the footrest release lever (C) inward, rotate footrest outward.


B. SWING-AWAY FOOTREST HEIGHT ADJUSTMENT

(Fig 2)

At the lowest point, footrests should be **AT LEAST 2 1/2 INCHES** off the ground. If set too **LOW**, they may “hang up” on obstacles you can expect to find in normal use. This may cause the chair to stop suddenly and tip forward.

NOTE— Release the footrest locking mechanism and lift the footrest off of the hinge pins. Lay the assembly on a flat surface to simplify this procedure.

1. Loosen, but do not remove the bolt and locknut (D) that secure the lower footrest assembly (E) to the upper footrest support (F).
2. Reposition the lower footrest assembly to the desired height.
3. Securely tighten the bolt and locknut.
4. Repeat this procedure for the other footrest, if necessary.



C. FOLDING BACKREST

Folding:

1. Lift up the two release levers on the backrest.
2. Pull back on the handles to the desired position

Unfolding:

1. Pull on the two back canes until the release levers lock in place.

NOTE– There will be an audible click.

2. Pull on the handles to make sure the back is locked in place.

WARNING: Make sure the back is securely locked in place
BEFORE using the wheelchair.

D. FOLDING AND UNFOLDING THE CHAIR

1. Fold backrest down per instructions above.
2. Pull up on seat upholstery until frame folds. Tuck seat upholstery between frame rails.

To Unfold:

Push down on seat rails until chair is fully open and upholstery is tight.

WARRANTY

A. LIFETIME LIMITED WARRANTY

Sunrise warrants the frame and cross-brace of the TRANSPORT wheelchairs against defects in materials and workmanship for the lifetime of the chair to the original purchaser.

B. FOR THREE YEARS

Sunrise warrants the tires of the rear wheel of this wheelchair against defects in materials and workmanship for three years to the original purchaser.

C. FOR NINETY DAYS

Sunrise warrants the upholstery of this wheelchair against defects in materials and workmanship for 90 days to the original purchaser.

D. FOR ONE YEAR

Sunrise warrants all other parts and components of this wheelchair against defects in materials and workmanship for one year from the date of first consumer purchase.

E. LIMITATIONS

1. We do not warrant:

- a. Damage from neglect, misuse, or from improper installation or repair.
 - b. Damage from exceeding weight limit listed on chair.
2. This warranty is VOID if the original chair serial number tag is removed or altered.
3. This warranty applies in the USA/Canada only. Check with your supplier to find out if international warranties apply.

F. WHAT WE WILL DO

Our sole liability is to repair or replace covered parts. This is the exclusive remedy for consequential damages.

G. WHAT YOU MUST DO

1. Obtain from us through an authorized supplier, while this warranty is in effect, prior approval for return or repair of covered parts.
2. Return the wheelchair or part(s), freight pre-paid, to Sunrise Medical
3. Pay the cost of labor to repair, remove or install parts.

H. NOTICE TO CONSUMER

1. If allowed by law, this warranty is in place of any other warranty (written or oral, express or implied, including a warranty of merchantability, or fitness for a particular purpose).
2. This warranty gives you certain legal rights. You may also have other rights that vary from state to state.

Record your serial number here for future reference:

Serial #: _____

▲ AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENTS Pour l'utilisateur :

1. Assurez-vous que toutes personnes vous aidant prennent connaissance et suivent tous les avertissements et les instructions qui s'appliquent.
2. AVANT d'utiliser votre fauteuil, vous devez suivre une formation dispensée par votre conseiller en soins de santé sur l'utilisation sécuritaire de ce fauteuil.
3. Après avoir serré les freins, exercez-vous à vous pencher, tendre le bras et effectuer des transferts jusqu'à ce que vous soyez conscients de vos limites.

AVERTISSEMENTS Pour les aidants :

1. Travaillez avec les conseillers en soins de santé de l'utilisateur pour apprendre les pratiques sécuritaires correspondant à vos habilités et à celles de l'utilisateur.
2. Informez l'utilisateur de ce que vous allez faire et expliquez-lui ce que vous attendez de lui. Cela le mettra à l'aise et réduira le risque d'accident.
3. Assurez-vous que les embouts en caoutchouc des poignées de poussée ne risquent pas de pivoter ou de se défaire.
4. Pour éviter le mal de dos, maintenez une bonne posture et des mouvements du corps corrects. Lorsque vous soulevez ou soutenez l'utilisateur ou inclinez le fauteuil, fléchissez les genoux légèrement et maintenez votre dos vertical et aussi droit que possible.
5. Rappelez à l'utilisateur de se pencher en arrière lorsque vous inclinez le fauteuil vers l'arrière.
6. Pour éviter de trébucher, débloquez et tournez les tubes anti-basculement vers le haut (si inclus). Bloquez TOUJOURS les roues arrière et bloquez les tubes anti-basculement en place si vous devez laisser l'utilisateur seule, même pour une courte durée. Cela évitera le risque de basculement ou de perte de contrôle du fauteuil.
7. Bloquez les roues lorsque vous aidez l'utilisateur pour le transfert dans ou hors du fauteuil.

AVERTISSEMENT D'ORDRE GÉNÉRAL

1. Ne dépassez jamais la limite de poids indiquée sur le produit, pour le poids combiné de l'utilisateur et des objets transportés. Si vous dépassez cette limite, votre fauteuil peut être endommagé, une chute, un basculement ou une perte de contrôle peut se produire et causer à l'utilisateur ou d'autres personnes des blessures graves.
2. Avant toute utilisation, assurez-vous que le fauteuil roule facilement et que toutes les pièces fonctionnent sans à-coups. Prêtez attentions aux bruits, aux vibrations ou à un changement dans la facilité d'emploi. (Ces signes peuvent indiquer que des attaches sont desserrées ou que votre fauteuil est endommagé.)
3. Remédiez à tous problèmes. Votre fournisseur agréé peut vous aider à repérer le problème et à y remédier.
4. Toute modification ou réglage de ce fauteuil peut accroître le risque de basculement À MOINS de procéder à d'autres modifications simultanément. Consultez toujours votre fournisseur agréé AVANT de modifier ou de régler votre fauteuil.
5. Toute modification ou usage non autorisé de pièces non fournies ou approuvés par Sunrise peut changer la structure du fauteuil. Procéder ainsi annulera la garantie et pourrait créer un risque d'accident.
6. Votre fauteuil peut rouiller ou se corroder au contact de l'eau ou de toute humidité excessive. Ceci pourrait causer le mauvais fonctionnement de votre fauteuil.

- a. N'utilisez pas votre fauteuil sous la douche, dans une piscine ou toute autre pièce d'eau. Le tubage et les pièces du fauteuil ne sont pas étanches et peuvent rouiller et se corroder à l'intérieur.
 - b. Évitez l'excès d'humidité (par exemple, ne laissez pas votre fauteuil dans une salle de bain humide pendant que vous vous douchez).
 - c. Séchez votre fauteuil dès que possible s'il est mouillé, ou si vous le nettoyez à l'eau.
7. Votre fauteuil est conçu pour être utilisé sur des surfaces uniformes et fermes, comme le béton, l'asphalte et sur les planchers et moquettes à l'intérieur. N'utilisez pas votre fauteuil sur des terrains sablonneux, meubles ou accidentés. Cela peut endommager les roues ou essieux, ou desserrer les attaches de votre fauteuil.
 8. Ne poussez jamais ou tirez sur un objet (tel qu'un meuble ou un montant de porte) pour avancer votre fauteuil.
 9. Saisir un objet ou vous penchez peut affecter le centre de gravité de votre fauteuil, cela peut causer une chute ou un basculement. Demandez de l'aide ou utilisez un appareil d'extension pour atteindre les objets.
 10. N'utilisez JAMAIS ce fauteuil sur un escalier roulant. Vous pourriez tomber ou basculer.

AVERTISSEMENT – Sécurité en Voiture

Les fauteuils roulants Breezy ne répondent pas aux normes fédérales applicables aux sièges de véhicules automobiles.

1. NE laissez JAMAIS qui que ce soit prendre place dans ce fauteuil dans un véhicule en mouvement.
 - a. Placez TOUJOURS l'utilisateur sur un siège approuvé du véhicule et sécurisez le au moyen de la ceinture de l'auto.
2. NE transportez JAMAIS ce fauteuil sur le siège avant d'un véhicule. Il pourrait bouger et gêner le conducteur.
3. Fixez TOUJOURS ce fauteuil de manière qu'il ne puisse ni rouler ni changer de place.
4. N'utilisez pas un fauteuil qui a été endommagé dans un accident d'automobile.

AVERTISSEMENT – Centre d'équilibre

1. Le centre d'équilibre est affecté par :
 - a. Un changement dans le montage de votre fauteuil, y compris un système de positionnement composé d'un coussin et d'un dossier, et ou la hauteur sol-siège.
 - b. Un changement de la position du corps ou de la répartition du poids.
 - c. L'utilisation du fauteuil sur une rampe ou une pente.
 - d. L'usage d'un sac à dos ou autres dispositifs, ainsi que le poids ajouté.
2. Pour réduire le risque d'un accident :
 - a. Faites-vous aider jusqu'à ce que vous connaissiez bien les points d'équilibre de votre fauteuil et comment éviter un basculement.
 - b. Utilisez des tubes anti-basculement.

Si vous n'observez pas ces avertissements, votre fauteuil peut être endommagé, une chute, un basculement ou une perte de contrôle peut se produire et causer à l'utilisateur ou d'autres personnes des blessures graves.

▲ AVERTISSEMENT**AVERTISSEMENT – Obstacles**

Les obstacles et dangers de la route (nids de poule et chaussée fissurée) peuvent endommager votre fauteuil et causer chute, basculement ou perte de contrôle)

Pour éviter ces risques :

1. Guettez les dangers – assurez-vous de voir la route sur une longue distance lors de vos déplacements.
2. Assurez-vous que le plancher ou vous conduisez est plat et dépourvu d'obstacles.
3. Enlevez ou recouvrez les bandes de seuil entre les pièces.
4. Installez une rampe aux portes d'entrée ou de sortie. Assurez-vous de l'absence de déclivité au bas de la rampe.
5. Gardez les mains sur les mains courantes ou à l'intérieur des rails de siège.

Si vous n'observez pas ces avertissements, votre fauteuil peut être endommagé, une chute, un basculement ou une perte de contrôle peut se produire et causer à l'utilisateur ou d'autres personnes des blessures graves.

AVERTISSEMENT – Utilisation sécuritaire**A. DESCENDRE UN TROTTOIR OU UNE SEULE MARCHÉ**

Effectuez ces étapes pour aider un utilisateur de fauteuil roulant à descendre d'un trottoir ou d'une seule marche **À REÇULONS**.

1. Plusieurs pieds avant d'arriver au bord du trottoir ou de la marche, tournez le fauteuil et tirez-le
2. Tout en regardant vers l'arrière, reculez avec précaution et descendez le trottoir ou la marche.
3. Tirez le fauteuil vers vous jusqu'à ce que les roues arrière touchent le bord du trottoir ou la marche. Laissez alors les roues arrière rouler lentement et descendre le trottoir ou la marche.
4. Une fois les roues arrière descendues, inclinez le fauteuil pour le ramener à son point d'équilibre. Cela soulève les roulettes avant du trottoir ou de la marche.
5. Maintenez le fauteuil en équilibre et reculez à petit pas. Tournez le fauteuil dans l'autre sens et abaissez doucement les roulettes avant sur le sol.

B. MONTER SUR UN TROTTOIR OU UNE SEULE MARCHÉ

Effectuez ces étapes pour aider un utilisateur de fauteuil roulant à monter sur un trottoir ou une seule marche **EN AVANT** :

1. En faisant face au trottoir, inclinez le fauteuil vers le haut sur les roues arrière de manière à ce que les roulettes avant ne touchent plus le trottoir ou la marche.
2. Avancez, en plaçant les roulettes sur le trottoir ou la marche dès que vous êtes certain qu'elles ont dépassé le bord.
3. Continuez à avancer jusqu'à ce que les roues arrière touchent le trottoir ou la marche. Soulevez puis placez les roues sur le trottoir ou la marche.

▲ AVERTISSEMENT

C. MONTER UN ESCALIER

1. Il faut au moins deux personnes pour monter un escalier avec un fauteuil et son utilisateur.
2. Faites rouler le fauteuil et son utilisateur en **ARRIÈRE** pour monter un escalier.
3. La personne à l'arrière contrôle le fauteuil. Elle incline le fauteuil pour le ramener à son point d'équilibre.
4. Une seconde personne à l'avant saisit fermement une partie non détachable de l'armature avant et soulève le fauteuil pour monter une marche à la fois.
5. Les préposés montent jusqu'à la marche suivante. Répétez ce processus pour chaque marche, jusqu'au palier.

D. DESCENDRE UN ESCALIER

1. Il faut au moins deux personnes pour descendre un escalier avec un fauteuil et son utilisateur.
2. Faites rouler le fauteuil et son utilisateur **EN AVANT** pour descendre un escalier.
3. La personne à l'arrière contrôle le fauteuil. Elle incline le fauteuil vers le point d'équilibre des roues arrière et le fait rouler jusqu'au bord de la marche du haut.
4. Une seconde personne se tient sur la troisième marche à partir du haut et saisit l'armature du fauteuil. Elle abaisse le fauteuil une marche à la fois en laissant les roues arrière rouler sur le bord de la marche.
5. Les préposés descendent jusqu'à la marche suivante. Répétez ce processus pour chaque marche, jusqu'au palier.

AVERTISSEMENT – ENTRETIEN ET PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

1. Inspectez et entretenez ce fauteuil conformément aux directives du tableau d'entretien.
2. Si vous détectez un problème, veillez à faire réviser ou réparer le fauteuil avant de vous en servir.
3. Au moins une fois par an, faites effectuer l'inspection complète, la vérification de sécurité et l'entretien de votre fauteuil par un fournisseur agréé.
4. **AVANT** d'utiliser votre fauteuil roulant, assurez-vous que tous les écrous et boulons sont bien serrés. Recherchez dommages ou usure sur toutes les pièces et les remplacer. Vérifiez que toutes les pièces sont bien réglées.
5. Réglez périodiquement les freins en fonction de l'usure des pneus.
6. Vérifiez périodiquement les moyeux de roues avant et de roues arrière pour vous assurer qu'ils sont propres.
7. Assurez-vous de l'absence d'affaissement, de fendillements ou de déchirures dans les garnitures de siège ou dossier. Remplacez si nécessaire.


ENTRETIEN – INSPECTION DE SÉCURITÉ À FAIRE AVANT CHAQUE UTILISATION

- | | |
|--------------------|--|
| Général : | Inspectez pour vous assurez que le fauteuil roule en ligne droite. |
| Siège et Dossier : | Recherchez pour toutes traces de fendillements ou d'affaissement, et pour toute boulonnerie desserrée ou cassée. |
| Roulettes Avant : | Vérification, en tournant la roulette, de la tension correct de l'ensemble roue-fourche; la roulette doit s'arrêter progressivement. |
| Pneus; | Recherchez tous endroits aplatis ou trace d'usure. |

FIXATIONS AVANT


A. INSTALLATION DE L'APPUI-PIEDS PIVOTANT (FIGURE 1)

1. Tournez l'appui-pieds de côté (la palette ouverte est perpendiculaire au fauteuil).
2. Installez les plaques de charnière (A) de l'appui-pieds sur les chevilles de charnière (B) de l'armature du fauteuil.
3. Poussez l'appui-pieds vers l'intérieur du fauteuil roulant jusqu'à ce qu'il se bloque en place.



REMARQUE - La palette de l'appui-pieds se trouvera à l'intérieur du fauteuil roulant une fois l'appui-pieds bloqué en place.

4. Répétez cette procédure pour l'autre appui-pieds.
5. Pour débloquer l'appui-pieds, poussez le levier de déblocage (C) vers l'intérieur et tournez l'appui-pieds vers l'extérieur.



B. RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE L'APPUI-PIEDS PIVOTANT (FIGURE 2)

À la position la plus basse, les palettes d'appui-pieds doivent se situer à au moins 2 ½ pouces du sol. S'ils sont positionnés trop bas, ils peuvent heurter les obstacles qui peuvent être habituellement rencontrés.

REMARQUE – Relâchez le mécanisme de blocage de l'appui-pieds et soulevez l'appui-pieds pour le dégager des chevilles de charnière. Placez l'ensemble sur une surface plate pour simplifier cette procédure.

1. Desserrez, sans enlever le boulon et l'écrou de blocage (D) fixant l'appui-pieds inférieur (E) au support d'appui-pieds supérieur (F).
2. Repositionnez la palette d'appui-pieds à la hauteur désirée.
3. Serrez bien le boulon et l'écrou de blocage.
4. Répétez cette procédure pour l'autre appui-pieds, si nécessaire.

C. DOSSIER RABATTABLE

Rabattre :

1. Relevez les deux leviers de déblocage du dossier.
2. Tirez les poignées vers l'arrière jusqu'à la position désirée.

Remettre en position :

1. Tirez sur les deux cannes de dossier jusqu'à ce que les leviers se bloquent en place.

REMARQUE – Un déclic se fera entendre.

2. Tirez sur les poignées pour vous assurer que le dossier est bloqué en place.

D. COMMENT PLIER ET DÉPLIER LE FAUTEUIL ROULANT

1. Rabattez le dossier en suivant les instructions données précédemment.
2. Tirez vers le haut sur la toile de siège jusqu'à ce que le châssis du fauteuil plie. Repoussez la toile de siège entre les rails du châssis du fauteuil.

Pour Déplier :

- Poussez sur les rails de siège jusqu'à ce que le fauteuil soit complètement ouvert et que la toile de siège soit tendue.

GARANTIE

A. GARANTIE À VIE LIMITÉE

Sunrise garantit au premier acheteur, l'armature et la traverse du fauteuil TRANSPORT contre tout défaut de matériau et de fabrication pendant la durée de vie du fauteuil.

B. POUR UNE DURÉE DE TROIS ANS

Sunrise garantit pour une durée de trois ans au premier acheteur les pneus des roues arrière du présent fauteuil contre tout défaut de matériau et de fabrication.

C. POUR UNE DURÉE DE 90 JOURS

Sunrise garantit pour une durée de 90 jours au premier acheteur la toile du fauteuil contre tout défaut de matériau et de fabrication.

D. POUR UNE DURÉE D'UN AN

Sunrise garantit toutes les autres pièces et composantes de ce fauteuil contre tout défaut de matériau et de fabrication pour une durée d'un an à compter de la date d'achat par le premier consommateur.

E. LIMITES

1. Nous ne garantissons pas :

- a. Contre les dommages causés par négligence, traitement abusif ou installation ou réparation incorrecte.
- b. Contre les dommages causés par le dépassement de la limite de poids indiqué pour ce fauteuil.

2. Cette garantie EST NULLE ET NON AVENUE si le label d'origine contenant le numéro de série du fauteuil est retiré ou modifié.

3. Cette garantie ne s'applique que pour les États-Unis et le Canada. Vérifiez avec votre fournisseur si les garanties internationales s'appliquent.

F. NOTRE RESPONSABILITÉ

Notre seule responsabilité est de réparer ou de remplacer les pièces couvertes par la garantie. Cela constitue le seul recours en dommages-intérêts indirects.

G. VOS OBLIGATIONS

1. Obtenez de notre part, par l'intermédiaire d'un fournisseur agréé et pendant la durée de validité de la présente garantie, l'approbation préalable pour retourner ou réparer les pièces couvertes.
2. Retournez le fauteuil ou la (les) pièce (s), fret payé, à Sunrise Medical.
3. Réglez les frais de main d'œuvre pour la réparation, le retrait ou l'installation des pièces en question.

H. AVIS AU CONSOMMATEUR

1. Dans la mesure permise par la loi, la présente garantie tient lieu de tout autre garantie (écrite, orale, expresse ou tacite, y compris garanties de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier).
2. Cette garantie vous accorde certains droits. Vous pouvez également avoir d'autres droits pouvant varier d'une province à l'autre.

INSCRIVEZ VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE ICI POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE :

No de série : _____

Date : _____

Sunrise Medical (US) LLC
2842 Business Park Ave.
Fresno, CA. 93727
USA (800) 333-4000
In Canada (800) 263-3390
www.sunrisemedical.com

Sunrise Medical
237 Romina Drive, Unit 3
Concorde, Ontario L4K 4V3
CANADA
(800) 263-3390
www.sunrisemedical.ca

